

PHILIPS



Catálogo de fungibles y accesorios para resucitación

Edición de 2007

Fungibles y accesorios para desfibrilador	
Electrodos de desfibrilación externos y cables	1
Adaptadores para electrodos de desfibrilación	3
Dispositivos de test para cables adaptadores	3
Juegos de palas externas	4
Electrodos de repuesto	4
Palas internas	5
Cables para sincronización	6
Latiguillos y cables de ECG	
Cables de paciente y latiguillos	7
Accesorios y fungibles varios	
Electrodos de monitorización de ECG	11
Papel de registro	11
Baterías/cajas/accesorios para desfibrilador	12
Soluciones de gestión de datos	13
Presión sanguínea no invasiva	
Manguitos de PNI reutilizables	15
Manguitos de PNI desechables	17
Tubos de interconexión	18
Monitorización de SpO₂	
Sensores de SpO ₂ reutilizables	19
Sensor de SpO ₂ desechable	20
Monitorización del CO₂e_f	
CO ₂ Microstream	21
Temperatura continua y presión invasiva	
Presión invasiva	23
Temperatura continua	24
Fungibles y accesorios para DEA	
Electrodos de desfibrilación y accesorios para desfibrilación externa semiautomática	27
Soluciones de gestión de datos	30
Maletas DEA y soluciones de montaje en pared	32
Materiales de entrenamiento del DEA	34

Utilización de esta guía

Utilización de esta guía

Esta guía enumera la mayoría de los fungibles médicos para el manejo de la resucitación. Toda la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener una lista completa de fungibles médicos para todos los servicios, consulte las fuentes siguientes:

- *Guía de Referencia de Fungibles Médicos* (Para obtener la última edición, póngase en contacto con su representante local.)
- El catálogo de productos Fungibles médicos, que se actualiza diariamente: <http://shop.medical.philips.com>

Fungibles Médicos de Philips Medical Systems Garantizados

Philips Medical Systems se compromete a conseguir su satisfacción. Ésta es la razón por la que garantizamos prácticamente todos nuestros productos frente a defectos en materiales y mano de obra.

Información sobre pedidos

Para solicitar los fungibles médicos de esta guía u obtener más información o documentación, póngase en contacto con su representante de Fungibles médicos o visite nuestro sitio Web: <http://shop.medical.philips.com>.

Pedidos en línea (sólo EE.UU.)

Los clientes de EE.UU. pueden realizar sus pedidos en línea en <http://shop.medical.philips.com>. Puede buscar los fungibles por categoría de aplicación, equipo de Philips o palabra clave.

1. Inicie la sesión mediante una contraseña segura.
2. Introduzca el número de producto y la cantidad en el carro de la compra.
3. Introduzca la orden de pedido o número de tarjeta de crédito al pagar.
4. Su pedido se transfiere inmediatamente a su sistema de ejecución, donde podrá seguirlo en todo momento.

Precauciones acerca del látex

Philips Medical Systems distribuye actualmente más de 600 productos, de los cuales menos del 9% contiene látex de caucho natural o caucho seco natural que pueda estar en contacto con seres humanos. Debido a que estos materiales pueden causar reacciones alérgicas, los productos de esta guía que lo contienen se identifican con el siguiente símbolo:




Precaución: Los productos que se identifican con este símbolo contienen caucho seco natural o látex de caucho natural que puede entrar en contacto con seres humanos y causar reacciones alérgicas.

Según nuestros informes, los productos que no se identifican con este símbolo no contienen caucho seco natural ni látex de caucho natural.

El símbolo de látex indica **solamente** los **fungibles médicos** que contienen látex de caucho natural o caucho seco natural que puede entrar en contacto con seres humanos y causar reacciones alérgicas. Si desea saber si un **accesorio o fungible médico** de Philips contiene látex de caucho natural o caucho seco natural, consulte los rótulos del producto.

La FDA exige que los productos que contengan látex en contacto con seres humanos se rotulen del modo apropiado. Consulte siempre las etiquetas del producto para obtener información precisa acerca del contacto con seres humanos del caucho seco natural o el látex de caucho natural.



Marca CE

Los productos que llevan este símbolo  cumplen las directivas de la Unión Europea (UE) aprobadas por sus estados miembros y se encuentran a la venta en Europa en los países que aceptan la marca CE con sus restricciones. Los dispositivos médicos que llevan esta marca son productos que cumplen la Directiva Europea (MDD): la Directiva del Consejo 93/42/CEE del 14 de junio de 1993 sobre dispositivos médicos.

Para que un producto pueda llevar la marca CE, debe comprobarse que la calidad del sistema y de su fabricación cumple ciertos estándares. El cumplimiento de las directivas y normativas europeas asegura un nivel estándar en el rendimiento del dispositivo, la seguridad y la protección para los usuarios, pacientes y terceros.

Los productos que no son médicos y cumplen las especificaciones de otras directivas coordinadas también pueden incluir la marca CE.

Entre los países que aceptan los productos con la marca CE se incluyen Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. Una marca CE no indica necesariamente que un producto se comercialice o distribuya en todos los países anteriores.

Cada producto médico Philips que incluye la marca CE de Philips Medical Systems se identificará con  en esta guía. La marca  de Philips puede ser indicativa de cualquiera de los siguientes:



A continuación se incluyen los símbolos de marca CE de otros fabricantes:






Fungibles y accesorios para desfibrilador

Electrodos de desfibrilación externos y cables

- Para la estimulación no invasiva, la desfibrilación “manos libres”, cardioversión sincronizada y monitorización del ECG

Electrodos de desfibrilación multifunción externos desechables


Nº de producto	Descripción	Duración	Juegos/paquete	Para el equipo Philips
M3713A CE	Electrodos de desfibrilación para adultos Plus de HeartStart con conector de clavija	24 meses desde la fecha de fabricación	10	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner), 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA Heartstart FR),
M3716A CE	Electrodos de desfibrilación radiotranslúcidos para adultos de HeartStart con conector de clavija			M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart FR2)
M3718A CE	Electrodos de desfibrilación radiotransparentes que reducen la irritación cutánea para adultos de HeartStart con conector de clavija			M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)
M3717A CE	Electrodos de desfibrilación pediátricos Plus de HeartStart con conector de clavija		5	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)
M3719A CE	Electrodos de desfibrilación radiotransparentes que reducen la irritación cutánea pediátricos de HeartStart con conector de clavija			
M3501A AAMI	Electrodos de desfibrilación para adultos Philips con conector tipo barrilete		10	M3500B (Heartstream/HeartStart) XLT, M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)
M3502A CE IEC				
M3503A CE IEC		5		
M3504A AAMI				



M3716A



M3717A



M3718A

Cables multifunción externos

Nº de producto	Descripción		Para el equipo Philips
M3507A CEI	Cable para electrodo de desfibrilación "manos libres"	Para utilizar con los electrodos de desfibrilación Philips con conector tipo barrilete. También puede utilizarse con los electrodos de desfibrilación con conector de clavija con un adaptador para conector tipo clavija a tipo barrilete 05-10200. Largo: 2,1 m (7 pies)	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A (HeartStart MRx) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
M3508A CEI	Cable para electrodo de desfibrilación "manos libres" de HeartStart	Para utilizar con los electrodos de desfibrilación Philips con conector de clavija Largo: 2,1 m (7 pies)	M5500B (HeartStart 4000)
M4748A CEI	Cable de extensión de HeartStart	Largo = 10 cm (4 pulgadas)	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)



M3507A



M3508A

Adaptadores para electrodos de desfibrilación

Adaptadores para electrodos de desfibrilación de HeartStart

Nº de producto	Descripción	Usar con los modelos de equipo
05-10000 CEI	Adaptador desmontable	Medtronic Physio-Control LifePak 500, 9, 10c, 11, 12, 20
05-10100 CEI	Adaptador desmontable	Zoll 1200, 1400, 1600 y serie M3507A
05-10200 CEI	Adaptador desmontable o fijo	Se acopla a los cables M3507A "manos libres" de Philips para la conexión a: M4735A (Heartstream/HeartStart XL), M5500B (HeartStart 4000) M3535A/M3536A (HeartStart MRx)

Dispositivos de test para cables adaptadores

Dispositivos de test

Nº de producto	Descripción
M1781A CEI	Dispositivo de test de 50 ohmios para cables multifunción M3507A.
M3725A CEI	Dispositivo de test de 50 ohmios del HeartStart para cable "manos libres" del HeartStart M3508A. Funciona también con M3507A con el adaptador del conector tipo clavija a tipo barrilete 05-10200.



05-10000



05-10100



05-10200

Juegos de palas externas

Juegos de palas anterior/anterior externas

Nº de producto	Para el equipo Philips	Esterilización
M3542A Con PCI CE	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	No se puede esterilizar. Consulte las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento sobre la limpieza de las superficies externas.
M3543A Con PCI CE (resistente al agua)	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	No se puede esterilizar. Consulte las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento sobre la limpieza de las superficies externas.
M4745A Sin PCI CE	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	Limpie y esterilice según las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento.
M4746A Con PCI CE	M4735A (Heartstream/HeartStart XL)	No se puede esterilizar. Consulte las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento sobre la limpieza de las superficies externas.

Electrodos de repuesto

Electrodos de repuesto para juegos de palas externas

Nº de producto	Descripción	Palas externas Philips
M1789A CE	Electrodo de repuesto rectangular para pala (encaja mediante clip)	M4746A
M4759A	Electrodo de repuesto rectangular para pala (encaja mediante clip)	M3542A



M3542A


Palas internas

Palas internas reutilizables con interruptor (botón de descarga en el asa)

Nº de producto	Diámetro	Esterilización	Para el equipo Philips
M4741A CEI	7,5 cm (3 pulgadas) adulto	Limpie y esterilice según las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento.	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx)
M4742A CEI	6 cm (2,4 pulgadas) adulto		
M4743A CEI	4,5 cm (1,8 pulgadas) pediátrico		
M4744A CEI	2,8 cm (1,1 pulgadas) lactante		

Palas internas reutilizables sin interruptor (botón de descarga en el desfibrilador)

Nº de producto	Diámetro	Esterilización	Utilizar con el cable adaptador	Para el equipo Philips
M1741A CEI	7,5 cm (3 pulgadas) adulto	Limpie y esterilice según las instrucciones que aparecen en el manual de funcionamiento.	Para los desfibriladores M4735A y M3535A/M3536A, utilice el cable adaptador M4740A.	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx)
M1742A CEI	6 cm (2,4 pulgadas) adulto			
M1743A CEI	4,5 cm (1,8 pulgadas) pediátrico			
M1744A CEI	2,8 cm (1,1 pulgadas) lactante			



M4741A-M4744A



M1741A-M1744A

Adaptadores para palas internas

Nº de producto	Descripción	Largo	Utilizar con juego de palas internas	Para el equipo Philips
M4740A CEI	Adaptador para pala interna sin interruptor del HeartStart	20 cm (8 pulg.)	Palas internas reutilizables sin interruptor Serie M174xA	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A (HeartStart MRx)
M4748A CEI	Cable de extensión del HeartStart	10 cm (4 pulg.)	Palas internas reutilizables con interruptor Serie M474xA	M4735A (Heartstream/HeartStart XL)



M4740A

Cables para sincronización

Cables para sincronización

Nº de producto	Conector	Para desfibriladores Philips	Largo
M1783A CEI	12 pines	M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE)	2,5 m (8 pies)
M5526A CEI	12 pines	M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)	7,8 m (25 pies)



Latiguillos y cables de ECG

Cables de paciente y latiguillos

Cable de paciente de 3 latiguillos

Número de pines del conector al desfibrilador	Código de color	Pedido de cable de paciente	Juego de latiguillos	Para el equipo Philips
8 pines	AAMI	M1733A	N/D (latiguillos y cable de una pieza)	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000)
	IEC (Europa)	M1735A CE	N/D (latiguillos y cable de una pieza)	
	AAMI	M1580A	M1603A (pinza) o M1605A (broche)	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000)
	IEC (Europa)	M1590A CE	M1613A (pinza) o M1615A (broche)	
12 pines	AAMI	M1500A	M1603A (pinza) o M1605A (broche)	M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
	IEC (Europa)	M1510A CE	M1613A (pinza) o M1615A (broche)	
	AAMI	M1669A	M1671A (pinza) o M1673A (broche)	M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
	IEC (Europa)	CE	M1672A (pinza) o M1674A (broche)	



M1500A



M1669A



M1671A



M1672A

Cable de paciente de 5 latiguillos

Número de pines del conector al desfibrilador	Código de color	Pedido de cable de paciente	Juego de latiguillos	Para el equipo Philips
8 pines	AAMI	M1734A	N/D (latiguillos y cable de una pieza)	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000)
	IEC (Europa)	M1736A CE	N/D (latiguillos y cable de una pieza)	
	AAMI	M1600A	M1623A (pinza) o M1625A (broche)	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000)
	IEC (Europa)	M1610A CE	M1633A (pinza) o M1635A (broche)	
12 pines	AAMI	M1520A	M1623A (pinza) o M1625A (broche)	M3535A/M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
	IEC (Europa)	M1530A CE	M1633A (pinza) o M1635A (broche)	
	AAMI	M1668A	M1968A (pinza) o M1644A (broche)	M3535A/M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
	IEC (Europa)	CE	M1971A (pinza) o M1645A (broche)	



M1520A



M1668A



M1971A



M1968A

Juegos de cables de 10 electrodos (5 latiguillos)

- Para aplicaciones de 10 latiguillos, elija un juego de latiguillos 'precordial' y otro para 'miembros'

Número de pines del conector al desfibrilador	Código de color	Pedido de cable de paciente	Juego de latiguillos	Para el equipo Philips
12 pines	AAMI	M1663A	M1968A UCI (pinza) o M1644A (broche): miembro	M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE)
			M1976A UCI (pinza) o M1602A (broche): precordial	
	IEC (Europa)	M1663A CE	M1971A UCI (pinza) o M1645A (broche): miembro	
			M1978A UCI (pinza) o M1604A (broche): precordial	



M1971A



M1968A



M1978A



M1976A



M1663A

Juegos de cables de 10 electrodos (3 y 7 latiguillos)

Número de pines del conector al desfibrilador	Código de color	Pedido de cable de paciente	Juego de latiguillos	Para el equipo Philips
12 pines	AAMI	M3525A	M3526A 3 latiguillos (broche)	M3535A/M3536A/ M3536J (HeartStart MRx/MRxE)
			M3527A 7 latiguillos (broche) (para 12 latiguillos usar con M3526A)	
	IEC (Europa)	M3525A CE	M3528A 3 latiguillos (broche)	
			M3529A 7 latiguillos (broche) (para 12 latiguillos usar con M3528A)	
Clavija para combinador		M5530A CE	Para M3526A y M3528A con juegos de 3 latiguillos	



M3525A/M3526A/M3527A



Accesorios y fungibles varios

Electrodos de monitorización de ECG

- Los electrodos radiotranslúcidos desechables se pueden utilizar con rayos X.

Electrodos radiotranslúcidos desechables

Número de producto	Descripción	Dimensiones	Empaquetado	Duración:	Equipos Philips
M2202A CEI Véase imagen	Sensor de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), broche no metálico, recubierto con gel	50 mm (2 plug.) de diámetro	5/paquete 1 caja = 60 paquetes = 300 electrodos	6 meses como mínimo	Heartstream/HeartStart XLT Heartstream/HeartStart XL Heartstart 4000 HeartStart MRx/MRxE

Papel de registro

- Diseñado para reducir los costes de mantenimiento y reparación, al mismo tiempo que proporciona un rendimiento óptimo del registrador.

Papel termo/químico para registros

Nº de producto	Formato	Ancho de cuadrícula	Margen crítico	Cantidad/paquete	Equipo Philips
40457C CEI	Rollo de 1 canal	40 mm (1,6 pulgadas)	6 mm (0,25 pulgadas)	10 rollos	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M3535A/M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)
40457D CEI				80 rollos	
989803138171 CEI		65 mm (2,5 pulgadas)	10 cm (0,4 pulgadas)	10 rollos	
989803138181 CEI				80 rollos	



M2202A



40457C

Baterías/cajas/accesorios para desfibrilador

Baterías para desfibrilador

Nº de producto	Para el equipo Philips	Descripción	Duración
M3506A CEI	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)	Adaptador para el cargador de baterías	N/D
M3516A CEI	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M5500B (HeartStart 4000)	Batería de plomo ácido hermética (SLA) de 12 voltios	6 meses como mínimo
M3538A CEI	M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE)	Batería de ión-litio de 14,8 voltios	N/D



M3516A



M3538A

Accesorios y maletas para desfibrilador

Nº de producto	Descripción	Para el equipo Philips
M3509A	Maleta de transporte	M3500B (Heartstream/HeartStart XLT)
M5509A	Maleta de transporte	M5500B (HeartStart 4000)
M4751A	Bolsa para accesorios (roja)	M4735A (HeartStart XL)

Soluciones de gestión de datos

Tarjeta de datos y software del HeartStart

Nº de producto	Descripción	Para el equipo Philips
861276 CEI	Software HeartStart Event Review Pro. Software completamente equipado que le permite revisar y crear informes sobre los sucesos de paro cardíaco repentino registrados en los desfibriladores Philips.	M3854A, M3524A (tarjeta de datos de la serie FR2 y lector de tarjeta de datos) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A, M3536A, M3536j (HeartStart MRx/MRxE) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2) E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR) M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803142521 CEI	Estación de transferencia de 12 derivaciones HeartStart. Producto de software que recibe una transmisión de un ECG de 12 derivaciones desde un desfibrilador HeartStart MRx correctamente equipado, la archiva y la reenvía de forma fiable al hospital de destino correspondiente.	M3535A, M3536A/M3536j (HeartStart MRx/MRxE)
989803147711 CEI	Tarjeta de datos del HeartStart (una tarjeta por pedido)	M4735A (Heartstream/HeartStart XL)
989803147721 CEI		M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000)

Accesorios del HeartStart MRx

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips
M3537A CEI	Enganche para la barra de la cama	M3535A/M3536A/M3536J (Monitor/desfibrilador HeartStart MRx/MRxE)
M3541A CEI	Maleta de transporte (3 bolsas para accesorios y bandoleras)	
M3544A CEI	Portatarjetas para tarjeta de datos	
M3545A CEI	Tarjeta de datos y portatarjetas	
M5521A CEI	Asa de color (verde)	
M5522A CEI	Asa de color (azul)	
M5523A CEI	Asa de color (amarilla)	
M5524A CEI	Asa de color (rosa)	
M5525A CEI	Asa de color (gris)	
M5528A	Montaje de pared de vehículo	
M5529A	Módulo de alimentación CC	



M5521A-M5525A



M3545A



M3541A



M5528A



M5529A



Presión sanguínea no invasiva

Manguitos de PNI reutilizables

Manguitos de PNI para múltiples pacientes con capa antimicrobiana

- Garantía de un año

Nº de producto de tubo único	Tamaño/color del manguito	Contorno del miembro	Equipo Philips	Cant.	Peso
M4552A CEI	Lactante (naranja)	Ancho de la bolsa de inflado = 5,4 cm (2,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 12,3 cm (4,8 pulg.) Contorno del miembro = de 9 a 15 cm	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	1 manguito por bolsa	255,1 g (9 onzas)
M4553A CEI	Pediátrico (verde)	Ancho de la bolsa de inflado = 8 cm (3,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 18,1 cm (7,1 pulg.) Contorno del miembro = de 15 a 21,5 cm			425,2 g (15 onzas)
M4554A CEI	Adulto pequeño (azul claro)	Ancho de la bolsa de inflado = 10,6 cm (4,2 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 23,9 cm (9,4 pulg.) Contorno del miembro = de 20,5 a 28,5 cm			581,17 g (1,3 libras)
M4555A CEI	Adulto (azul)	Ancho de la bolsa de inflado = 13,5 cm (5,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 30,7 cm (12,1 pulg.) Contorno del miembro = de 27,5 a 36,5 cm			734,25 g (1,6 lb)
M4557A CEI	Adulto grande (rojo oscuro)	Ancho de la bolsa de inflado = 17 cm (6,7 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 38,6 cm (15,2 pulg.) Contorno del miembro = de 35,5 a 46 cm			1,07 kg (2,4 lb)
M4559A CEI	Muslo (gris)	Ancho de la bolsa de inflado = 21 cm (8,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 47,5 cm (18,7 pulg.) Contorno del miembro = de 45 a 56,5 cm			1,28 kg (2,8 lb)



Manguitos de PNI para varios pacientes con capa antimicrobiana (tamaños codificados por colores)

Manguitos reutilizables “comfort”

- Garantía de un año

Nº de producto	Descripción	Contorno del miembro	Equipo Philips	Cant.	Peso
M1572A CEI	Manguito pediátrico	Ancho de la bolsa de inflado = 8 cm (3,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 21,5 cm (8,5 pulg.) Contorno del miembro = de 14 a 21,5 cm	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	1 manguito	40 g (1,4 onzas)
M1573A CEI	Manguito adulto pequeño	Ancho de la bolsa de inflado = 10,5 cm (4,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 24 cm (9,4 pulg.) Contorno del miembro = de 20,5 a 28 cm			57 g (2 onzas)
M1574A CEI	Manguito adulto	Ancho de la bolsa de inflado = 13 cm (5,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 28 cm (11 pulg.) Contorno del miembro = de 27 a 35 cm			74 g (2,6 onzas)
M1575A CEI	Manguito adulto grande	Ancho de la bolsa de inflado = 16 cm (6,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 35 cm (13,8 pulg.) Contorno del miembro = de 34 a 43 cm			106 g (3,7 onzas)

Manguitos reutilizables tradicionales

- Garantía de 3 años

Nº de producto	Descripción	Contorno del miembro	Equipo Philips	Cant./paquete	Peso
40401A CEI	Manguito lactante	Ancho de la bolsa de inflado = 6 cm (2,4 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 12 cm (4,7 pulg.) Contorno del miembro = de 10 a 19 cm	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	1 manguito	57 g (2 onzas)
40401B CEI	Manguito pediátrico	Ancho de la bolsa de inflado = 8,9 cm (3,5 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 18 cm (7,1 pulg.) Contorno del miembro = de 18 a 26 cm			85 g (3 onzas)
40401C CEI	Manguito adulto	Ancho de la bolsa de inflado = 12,1 cm (4,8 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 23 cm (9,1 pulg.) Contorno del miembro = de 25 cm a 35 cm			142 g (5 onzas)
40401D CEI	Manguito para brazo grande	Ancho de la bolsa de inflado = 15,2 cm (6 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 33 cm (13 pulg.) Contorno del miembro = de 33 cm a 47 cm			197 g (7 onzas)
40401E CEI	Manguito para muslo	Ancho de la bolsa de inflado = 17,8 cm (7 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 36 cm (14,2 pulg.) Contorno del miembro = de 46 cm a 66 cm			255 g (9 onzas)

Manguitos de PNI desechables

Manguitos de PNI desechables para un solo paciente

Nº de producto de tubo único	Dimensiones (color)	Descripción	Usar con el equipo Philips	Cant.	Peso
M4572A CE	Lactante (naranja)	Ancho de la bolsa de inflado = 5,4 cm (2,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 12,3 cm (4,8 pulg.) Contorno del miembro = de 9 a 15 cm	M3535A/M3536A (HeartStart MRx)	10 por paquete	Peso de paquete = 255,1 g (9 onzas)
M4573A CE	Pediátrica (verde)	Ancho de la bolsa de inflado = 8 cm (3,1 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 18,1 cm (7,1 pulg.) Contorno del miembro = de 15 a 21,5 cm			Peso de paquete = 425,2 g (15 onzas)
M4574A CE	Adulto pequeño (azul claro)	Ancho de la bolsa de inflado = 10,6 cm (4,2 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 23,9 cm (9,4 pulg.) Contorno del miembro = de 20,5 a 28,5 cm			Peso de paquete = 581,17 g (19 onzas)
M4575A CE	Adulto (azul)	Ancho de la bolsa de inflado = 13,5 cm (5,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 30,7 cm (12,1 pulg.) Contorno del miembro = de 27,5 a 36,5 cm			Peso de paquete = 734,25 g (22 onzas)
M4576A CE	Adulto extra largo (azul)	Ancho de la bolsa de inflado = 17 cm (6,7 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 38,6 cm (15,2 pulg.) Contorno del miembro = de 35,5 a 46 cm			Peso de paquete = 1,1 kg (2,4 lb.)
M4577A CE	Adulto grande (rojo oscuro)	Ancho de la bolsa de inflado = 21 cm (8,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 47,5 cm (18,7 pulg.) Contorno del miembro = de 45 a 56,5 cm			Peso de paquete = 1,07 kg (2,4 lb)
M4578A CE	Adulto grande extra largo (rojo oscuro)	Ancho de la bolsa de inflado = 21 cm (8,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 47,5 cm (18,7 pulg.) Contorno del miembro = de 45 a 56,5 cm			Peso de paquete = 1,2 kg (2,7 lb)
M4579A CE	Muslo (marrón)	Ancho de la bolsa de inflado = 21 cm (8,3 pulg.) Largo de la bolsa de inflado = 47,5 cm (18,7 pulg.) Contorno del miembro = de 45 a 56,5 cm			Peso de paquete = 1,28 kg (2,8 lb)



Manguitos de PNI desechables blandos para un solo paciente

Tubos de interconexión

Tubos de interconexión de PNI

- Sólo para utilizar con manguitos de PNI adultos/pediátricos

Nº de producto	Descripción	Largo	Cantidad/ paquete	Peso
M1598B CEI	Conectan los manguitos de PNI adultos/pediátricos reutilizables y desechables de Philips al monitor.	1,5 m (4,9 pies)	1 bolsa (1 tubo)	85 g (3 onzas)
M1599B CEI	Conectan los manguitos de PNI adultos/pediátricos reutilizables y desechables de Philips al monitor. (No disponibles en Japón)	3 m (9,8 pies)		142 g (5 onzas)



M1599B



Monitorización de SpO₂

Sensores de SpO₂ reutilizables

Cables y sensores de SpO₂ reutilizables

- Los sensores reutilizables reducen los costes y son más fáciles de usar.
- Los sensores de la serie M119X están desinfectados con solución limpiadora.

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips
M1191A CEI	Sensor de SpO ₂ de dedo para adulto Peso del paciente > 50 kg (> 110 lb)	M3500B (HeartStart XLT)
M1192A CEI	Sensor de SpO ₂ para dedo pediátrico Peso del paciente 15–50 kg (33–110 lb)	M3535A/M3536A/M3536J/ (HeartStart MRx/MRxE)
M1194A	Sensor de SpO ₂ de clip para oreja de paciente adulto	M4735A (Heartstream/HeartStart XL, XLT)
M1195A	Lactante	M5500B (HeartStart 4000)
Cable		
M1941A CEI	Cable de extensión para sensores de SpO ₂ reutilizables de Philips (1 cable por paquete). Usar con los desfibriladores M3500B, M3535A/M3536A/M3536J, M4735A, M5500B. Largo: 2 m (6,5 pies)	



M1191A



M1192A



M1941A

Sensor de SpO₂ desechable

- LED prealineado
- Tamaño único para pacientes adultos y pediátricos
- Diseñado para una estancia media hospitalaria de un único paciente

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips	Cable adaptador
M1131A CE	Sensor de SpO ₂ desechable para adulto/pediátrico Peso del paciente: > 20 kg (> 44 lb.)	M3500B (HeartStart XLT) M5500B (HeartStart 4000) M3535A/M3536A/M3536J (HeartStart MRx/MRxE) M4735A (Heartstream/HeartStart XL)	Usar M1943A (1,1 m)



M1131A

Cable adaptador

Nº de producto	Descripción
M1943A CE	Largo del cable adaptador (conector D-Sub de 8 a 9 pines): 1,1 m



M1943A




Monitorización del CO₂ef

CO₂ Microstream

Usar con M3535A/M3536A opc. A03 y A04 (HeartStart MRx)

Ventilación	Entorno	Peso de paciente	Accesorios	Cant./ paquete	Nº pedido
Intubado	No humidificado	> 2 kg	Juego de FilterLines adulto/pediátrico	25 por caja	M1920A CE
		< 2 kg	Juego de FilterLines H lactante/neonatal		M1923A CE
	Humidificado	> 2 kg	Juego de FilterLines H adulto/pediátrico		M1921A CE
		< 2 kg	Juego de FilterLines H lactante/neonatal		M1923A CE
No intubado, de propósito único	CO ₂ oronasal No humidificado	> 20 kg	Smart CapnoLine Plus para adulto		M2526A CE
		10-20 kg	Smart CapnoLine pediátrico		M2524A CE
No intubado, de propósito doble	Oronasal CO ₂ + O ₂ No humidificado	> 20 kg	Smart CapnoLine Plus O ₂ para adulto		M2522A CE
		10-20 kg	Smart CapnoLine O ₂ pediátrico		M2520A CE





Temperatura continua y presión invasiva

Presión invasiva

Transductor de presión reutilizable Memscap

Nº de producto	Descripción	Cant.	Equipo Philips
CPJ840J6 CEI	Transductor de presión reutilizable	1	M3535A/M3536A Opc. A06
CPJ84022 CEI	Cúpulas de presión desechables estériles para utilizar con CPJ840J6	50	
CPJ84046 CEI	Soporte de transductor para CPJ840J6	4	

Kits de presión invasiva desechables (sólo disponibles en Europa y Asia)

Nº de producto	Descripción	Cant.	Equipo Philips
M1567A CEI	Kit de presión sanguínea desechable de un solo canal	1 caja = 20 kits	M3535A/M3536A Opc. A06
M1568A CEI	Kit de presión sanguínea de doble línea para medir PVC, PA y otras mediciones de presión.		
M1634A CEI	Cable adaptador para los juegos M1567A y M1568A.	1 cable	



Cúpula CPJ840J6 y CPJ84022



M1567A



M1568A

Temperatura continua

Sondas de temperatura desechables esterilizadas

Nº de producto	Descripción	Cant.	Equipo Philips
21090A CEI	Sondas de temperatura esofágica/rectal desechables (12 FR)	20/caja	M3535A/M3536A Opc. A06
M1837A CEI	Sondas de temperatura esofágica/rectal desechables (9 FR)		
21091A CEI	Sondas de temperatura cutánea desechables (71 cm de largo)		
21093A CEI	Sondas de temperatura esofágica desechables/estetoscopio (12 FR)		
21094A CEI	Sonda de temperatura esofágica desechable/estetoscopio (18 FR)		
21095A CEI	Sonda de temperatura esofágica desechable/estetoscopio (24 FR)		
21096A CEI	Sonda de temperatura con catéter Foley desechable (16 FR)	10/caja	
21097A CEI	Sonda de temperatura con catéter Foley desechable (18 FR)		
M2255A CEI	Sonda de temperatura con catéter Foley desechable (14 FR)		
Cables de extensión para sondas de temperatura desechables			
21082A CEI	Cable de extensión de conector de 2 pines, acepta clavija telefónica simple de 4 mm (1/8 pulg). Terminación en conector de 2 pines.	Largo: 3 m (10 pies)	M3535A/M3536A Opc. A06
21082B CEI		Largo: 1,5 m (5 pies)	



21091A



21096A

Sondas de temperatura reutilizables

Nº de producto	Descripción	Cant.	Equipo Philips
21075A CEI	Esofágica/rectal, adultos, 12 FR (largo: 3 m (10 pies))	1	M3535A/M3536A Opc. A06
21076A CEI	Esofágica/rectal, pediátrica, 10 FR (largo: 3 m (10 pies))	1	
21078A CEI	Superficie cutánea (largo: 3 m (10 pies))	1	



21075A



21078A



Fungibles y accesorios para DEA

Electrodos de desfibrilación y accesorios para desfibrilación externa semiautomática

Electrodos de desfibrilación para DEA externos

Nº de producto	Descripción	Cantidad	Equipo Philips
DP2 CEI	Electrodos de desfibrilación autoadhesivos para adulto con conector y cable integrados para pacientes con un peso superior a 25 kg (55 lbs), o más de 8 años.	2 juegos	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR)
DP6 CEI	Electrodos de desfibrilación autoadhesivos para adulto con conector y cable integrados para pacientes con un peso superior a 25 kg (55 lbs), o más de 8 años.	6 juegos	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2)
M3870A CEI	Electrodos de desfibrilación para lactante/niño FR2 autoadhesivos. Energía reducida (50 Julios) que proporciona una dosis más adecuada para lactantes y niños menores de 8 años o con un peso inferior a 25 kg (55 lbs).	1 juego	Para usar sólo con los modelos de DEA de Heartstream y HeartStart FR2 M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
M5071A CEI	Cartucho para electrodos de desfibrilación SMART para pacientes adultos con más de 25 kg (55 lbs) de peso o más de 8 años.	1 juego	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
M5072A CEI	Cartucho para electrodos de desfibrilación SMART para lactantes/niños menores de 8 años o 25 kg (55 lbs).	1 juego	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803139261 CEI	Electrodos de desfibrilación SMART II para adultos, lactantes y niños.	1 juego	861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)



M3870A



M5071A



M5072A



989803139261

Baterías del DEA

Nº de producto	Descripción	Duración	Equipo Philips
BT1 CEI	Batería de dióxido de litio-manganeso de ForeRunner	5 años más de duración 1 año de duración en modo espera	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR)
M3848A CEI	Batería recargable del FR2+	2,5 años de duración 6 meses de duración en modo espera	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA HeartStart FR2+ vendidos a partir de 12/01/01)
M3849A CEI	Cargador para la batería recargable del FR2+	nd	
M3863A CEI	Batería de dióxido de litio-manganeso de la serie FR2	5 años de duración más 5 años de duración en modo espera	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2)
M5070A CEI	Batería para desfibriladores HeartStart HS1/FRx (dióxido de litio-manganeso)	5 años de duración más 4 años de duración en modo espera	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1) 861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)
989803136291 CEI	Batería para uso en aviación LiMnO ₂ serie FR2. Cumple los requisitos de la normativa FAA TSO C-142 para uso en aviación comercial.	5 años de duración más 5 años de duración en modo espera	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2)
989803136301 CEI	Batería para uso en aviación LiMnO ₂ ForeRunner. Cumple los requisitos de la normativa FAA TSO C-142 para uso en aviación comercial.	5 años de duración más 1 año de duración en modo espera	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR)



M3848A, M3849A



M3863A



M5070A

Accesorios y kits para DEA

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips
M3873A AAMI	Módulo de evaluación de ECG del FR2+. El módulo de ECG de 3 latiguillos le permite utilizar el FR2+ con visualización del ECG para evaluar el ECG de un paciente que respira y responde, pero que está en peligro. (Código de color de latiguillos AAMI).	M3840A, M3860A (DEA HeartStart FR2+ con ECG vendidos a partir de 12/01/01)
M3874A CE IEC	Módulo de evaluación de ECG del FR2+. El módulo de ECG de 3 latiguillos le permite utilizar el FR2 con visualización del ECG para evaluar el ECG de un paciente que respira y responde, pero que está en peligro. (Código de color de latiguillos IEC).	
68-PCHAT	Kit de respuesta rápida para DEA. El kit incluye dos pares de guantes de nitrilo, una máscara de RCP, unas tijeras paramédicas, una maquinilla de afeitar y una toalla grande de papel reforzado. Todos estos artículos están guardados en una bolsa comprimida que se ata a la maleta de transporte del DEA.	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2) M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1) 861304, 861305 (Desfibrilador HeartStart FRx)
989803139311 CE	Llave para lactante/niño utilizada en desfibrilación pediátrica con el desfibrilador HeartStart FRx. Para lactantes y niños menores de 8 años o con un peso de < 25kg (< 55 lbs).	861304, 861305 (Desfibrilador HeartStart FRx)

Adaptadores para electrodos de desfibrilación del DEA

- Para la compatibilidad de productos entre los desfibriladores manuales y los electrodos de desfibrilación de las series FR/FR2/FRx.


Nº de producto	Descripción	Modelos de desfibrilador
05-10000 CE	Adaptador para electrodos QUICK-COMBO del DEA	Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10c, 11, 12, 500, 20
05-10100 CE	Adaptador para electrodos Zoll™ del DEA	Zoll 1200, 1400, 1600 y serie M
05-10200 CE	Adaptador para electrodos Philips del DEA	Philips CodeMaster 100, XE, XL, XL+; Philips Heartstream/HeartStart XL y XLT; Laerdal Heartstart 4000 (Incluye: versiones de Hewlett-Packard/Agilent)



M3873A



989803139311



05-10000, 05-10200, 05-10100
Adaptadores para electrodos de
desfibrilación

Soluciones de gestión de datos

- Ayudan a mejorar la calidad de la respuesta a un paro cardíaco repentino mediante el análisis de datos retrospectivo de las respuestas anteriores.

Tarjetas de datos y accesorios para desfibrilación externa semiautomática

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips
M3524A	Lector de tarjetas de datos de la serie FR2 para ordenador personal.	M3834A (Software HeartStart Event Review) 989803141811 (Licencia global para empresa HeartStart Event Review) 861276 (Software HeartStart Event Review Pro) 861311 (Software HeartStart Review Express Connect) M3831A, M3833A (Software CodeRunner Web) M3854A (Tarjeta de datos y portatarjetas de la serie FR2) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart FR2)
M3853A	Portatarjetas del DEA de la serie FR2 para tarjeta de datos (M3854A). Alberga la tarjeta de datos de la serie FR2 para insertar en un DEA.	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart FR2)
M3854A	Tarjeta de datos y portatarjetas del DEA serie FR2. Almacena el histórico y los datos de configuración del equipo.	
SDCF05	Adaptador para tarjeta de datos con formato PCMCIA. Permite leer una tarjeta de datos de la serie FR2 (M3854A) en un PC que disponga de lector de tarjetas de datos con formato PCMCIA.	
ACT-IR	Cable de datos por infrarrojos para los DEAs HeartStart. Permite la recopilación de datos desde el HS1 o FRx hasta el PC mediante el software Event Review.	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1) 861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)

Software HeartStart Event Review

N° de producto	Descripción	Equipo Philips
861276 CEI	Software HeartStart Event Review Pro Software completamente equipado que le permite revisar y crear informes sobre los sucesos de paro cardíaco repentino registrados por los desfibriladores Philips. (Inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español). A01 = Licencia para un PC A02 = Licencia para 3 PC A03 = Licencia para site	M3854A, M3524A (tarjeta de datos de la serie FR2 y lector de tarjeta de datos) M3500B (Heartstream/HeartStart XLT) M4735A (Heartstream/HeartStart XL) M3535A, M3536A, M3536J (HeartStart MRx, HeartStart MRxE)
M3834A CEI	Software HeartStart Event Review Software que le permite revisar y crear informes sobre los sucesos de paro cardíaco repentino registrados por los desfibriladores Philips. (Inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español) para licencia de un PC.	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2) E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner)
989803141811	Software HeartStart Event Review Software que le permite revisar y crear informes sobre los sucesos de paro cardíaco repentino registrados por los desfibriladores Philips (inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español) para todos los PCs de una organización.	940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR) 861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)
861311 A01	Software HeartStart Review Express Connect Permite descargar datos del desfibrilador, visualizarlos, guardarlos y enviarlos por correo electrónico a otros colegas que dispongan del software Event Review. (Inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español)	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803143041 CEI	Software HeartStart Configure-PDA Permite configurar el desfibrilador FRx o HS1 (para que lo utilice personal autorizado bajo su dirección médica). Palm™ y Pocket PC. (Inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español)	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803143051	Software HeartStart Case Capture-PDA Permite descargar datos de casos del FRx o el HS1 sin desconectar el DEA. Sistema operativo Palm™. (Inglés, francés, alemán, italiano y español)	861304, 861305 (Desfibrilador HeartStart FRx)

Maletas DEA y soluciones de montaje en pared


- Le permiten colocar estratégicamente los DEAs y llevarlos rápidamente hasta el paciente para poder ofrecer una respuesta rápida a una urgencia de paro cardíaco repentino.

Montajes en pared/accesorios para DEA

Nº de producto	Descripción	Equipo Philips
M3857A	Abrazadera para montaje en pared	Permite el montaje en pared del DEA en un lugar al que se pueda acceder rápidamente durante una urgencia cardíaca. E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner)
M3858A	Señal del DEA en la pared	Se instala en la pared y puede extraerse. Proporciona una indicación muy visible de la ubicación del DEA. 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2)
M3859A	Precinto de seguridad para montaje en pared (10 paquetes)	Precinto de plástico con el que se ata el DEA a la abrazadera de montaje en pared. Este precinto disuade a los ladrones y revela si se ha manipulado. 861304, 861305 (Desfibrilador HeartStart FRx) M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)



M3857A



M3858A



M3859A

Maletas/cabinas del DEA

Nº de producto	Descripción	Dimensiones	Equipo Philips
M3868A	Maleta de transporte (roja) para el DEA de la serie FR2 (pana).	Dimensiones: 27,5 cm (11 pulg. An) x 22,5 cm (9 pulg. A) x 12,5 cm (5 pulg. F) 455 g (1 lb)	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2)
M3869A	Maleta de transporte (roja) para el DEA de la serie FR2 (vinilo).		
989803136531	Cabina básica para desfibrilador. Cabina básica con alarma sonora. Puede alojar ForeRunner, serie FR2, HS1, FRx así como un Kit de respuesta rápida.	42 cm (16,5 pulg. An) x 38 cm (15 pulg. A) x 15 cm (6 pulg. F) 5,1 kg (11 lbs).	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2) E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner)
PFE7023D	Cabina del DEA, semiempotrada, con luz y alarma sonora. Se puede conectar a sistemas centrales de seguridad.	Dimensiones del interior: 35 cm (14 pulg. An) x 56,25 cm (22,5 A) x 15 cm (6 pulg. F) 9,5 kg (21 lbs).	940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR) M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
PFE7024D	Cabina del DEA, montada sobre la superficie de la pared, con luz y alarma sonora. Se puede conectar a sistemas centrales de seguridad.	Dimensiones: 40 cm (16 pulg. An) x 56,25 cm (22,5 pulg. A) x 15 cm (6 pulg. F) 9,1 kg (20 lbs)	861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)
YC	Maleta de transporte (roja) impermeable fabricada de plástico duro.	Dimensiones: 30,5 cm (12 ¼ pulg. An) x 28 cm (11 5/8 pulg. A) x 13 cm (5 3/4 pulg. F) 1,82 kg (4 lbs)	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2) 861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx) M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
M5075A	Maleta de transporte estándar para HeartStart HS1.	23,75 cm (9,5 pulg. An) x 21,25 cm (8,5 pulg. A) x 12 cm (4,8 pulg. F) 546 g (1,2 lbs)	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
M5076A	Maleta de transporte ligera para HeartStart HS1.	23,75 cm (9,5 pulg. An) x 21,25 cm (8,5 pulg. pulg. A) x 8,75 cm (3,5 pulg. F) 455 g (1 lb)	
989803133171 CEI	Maleta de transporte con control de temperatura. Mantiene al DEA a una temperatura estable en ambientes extremadamente calientes o fríos.	40,5 cm (15 7/16 pulg. An) x 20 cm (7 7/16 pulg. A) x 12,5 (5 pulg. F) 5,1 kg (11,2 lbs)	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEAs Heartstream/HeartStart serie FR2)
989803139251	Maleta de transporte del FRx fabricada en uretano.	24,13 cm (9,5 pulg. An) x 20,32 cm (8 pulg. A) x 12,7 cm (5 pulg. F)	861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)



M3868A



M5076A




989803139251

Materiales de entrenamiento del DEA

- Permiten a los intervinientes administrar la terapia correcta y de forma segura a las víctimas de un paro cardíaco repentino.

Nº de producto	Descripción	Cantidad	Equipo Philips
07-10900 CEI	Electrodos de desfibrilación reutilizables de adulto con conector amarillo para entrenamiento del DEA. Electrodo de desfibrilación de demostración y entrenamiento de uso no clínico.	1 juego	E, S, EM (DEA Heartstream ForeRunner si está equipado con tarjeta de entrenamiento) 940010XX, 940020XX, 940030XX (DEA HeartStart FR equipado con tarjeta de entrenamiento) M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEA Heartstream/HeartStart serie FR2 equipado con paquete de entrenamiento y administración M3864A) M3752A (DEA Trainer 2) 07-10801 (DEA Trainer)
07-11000	Maleta de transporte del DEA Trainer 2.	1	07-10801 (DEA Trainer) M3752A (DEA Trainer 2)
M3752A CEI	DEA Trainer 2. DEA Trainer con una apariencia y un funcionamiento como el de la serie FR2.	1	M3753A, M3754A, 07-10900, M3871A, M3755A, M3756A, 07-11000
M3753A	Control remoto para el DEA Trainer 2.	1	M3752A, M3756A (DEA Trainer 2, Sistema de entrenamiento Little Anne para DEA)
M3754A	Kit de programación opcional para DEA Trainer 2 (incluye cable para PC con software).	1	M3752A, M3756A (DEA Trainer 2, Sistema de entrenamiento Little Anne para DEA)
M3755A CEI	Electrodos de desfibrilación de entrenamiento Little Anne para DEA. Funciona con el maniquí Little Anne para DEA y DEA Trainer 2 para proporcionar a los estudiantes un caso real sobre la colocación de los electrodos de desfibrilación.	1	M3756A (Sistema de entrenamiento Little Anne para DEA)
M3756A CEI	Sistema de entrenamiento Little Anne para DEA Solución completa de entrenamiento de la serie FR2. Contiene el DEA Trainer 2, un control remoto, los electrodos de desfibrilación de entrenamiento especiales y un maniquí.	1	M3755A (Electrodos de desfibrilación de entrenamiento Little Anne para DEA)
M3855A CEI	Cargador para el paquete de entrenamiento y administración del DEA de la serie FR2	1	M3864A (Paquete de entrenamiento y administración para los DEAs de la serie FR2)
M3871A CEI	Electrodos de desfibrilación de lactantes para entrenamiento del HeartStart serie FR2	1 juego	M3864A, M3752A (Paquete de entrenamiento y administración para los DEAs de la serie FR2, DEA Trainer 2)



07-10900



M3871A

Materiales de entrenamiento del DEA (continuación)

Nº de producto	Descripción	Cantidad	Equipo Philips
M3860-97800	Tarjeta de consulta rápida, HeartStart FR2+ (en inglés) Está disponible en otros idiomas. Póngase en contacto con el administrador de pedidos.	1	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEAs Heartstream/HeartStart serie FR2)
M3864A CE	Paquete de entrenamiento y administración para DEA HeartStart FR2. Permite configurar y utilizar el DEA para entrenamiento sin descargar la batería del DEA. Recargable.	1	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, (DEAs Heartstream/HeartStart serie FR2) M3855A (Cargador para el paquete de entrenamiento y administración)
M5073A CE	Cartucho y guía de colocación para los electrodos de desfibrilación de entrenamiento HS1 (adulto).	1	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
M5074A CE	Cartucho y guía de colocación para los electrodos de desfibrilación de entrenamiento HS1 (lactante/niño).	1	
M5093A CE	Electrodos de desfibrilación de entrenamiento para adulto de repuesto con precinto sustituible HS1.	1	M5073A (Cartucho y guía de colocación para los electrodos de desfibrilación para adulto de entrenamiento)
M5094A CE	Electrodos de desfibrilación de repuesto con precinto sustituible HS1 (lactante/niño).	1	M5074A (Cartucho y guía de colocación para los electrodos de desfibrilación para lactante/niño de entrenamiento)
M5066-89100 CE	Kit NTSC de entrenamiento para el instructor del HS1 (PAL es M5066-89101).	1	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803150291	Kit NTSC de entrenamiento para el instructor del FR2+ (PAL es 989803150301)	1	M3860A, M3861A, M3840A, M3841A (DEAs Heartstream/HeartStart serie FR2)
M5066-97800 CE	Consulta rápida para HeartStart HS1 (en inglés) Está disponible en otros idiomas. Póngase en contacto con el administrador de pedidos.	1	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
989803139271 CE	Los electrodos de desfibrilación II para entrenamiento facilitan la formación sobre el desfibrilador HeartStart FRx. Pueden utilizarse para entrenar la resucitación en adultos y lactantes/niños (cuando se utilizan con la llave correspondiente).	1	861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)



M3864A



M5073A



M5074A



989803139271

Materiales de entrenamiento del DEA (continuación)

Nº de producto	Descripción	Cantidad	Equipo para DEA Philips
M5085A CEI	HeartStart Trainer. Se parece al desfibrilador HeartStart HS1. Cuenta con ocho escenarios de entrenamiento realistas e incluye una maleta de transporte de nylon, un juego de electrodos de desfibrilación de entrenamiento para adulto y un adaptador externo para el maniquí (en inglés).	1	M5066A, M5067A, M5068A (Desfibriladores HeartStart HS1)
M5088A	Adaptador interno para el maniquí para utilizar con el HeartStart Trainer. Es compatible con los maniquíes de RCP Little Anne y Laerdal ResusciAnne.	1	M5085A (HeartStart Trainer) 861306 (HeartStart FRx Trainer)
M5089A	Adaptador externo para el maniquí para usar con el HeartStart Trainer y todos los maniquíes de RCP.	5/rollo	M5085A (HeartStart Trainer) 861306 (HeartStart FRx Trainer) Todos los maniquíes de RCP
861306	HeartStart FRx Trainer. Similar al desfibrilador HeartStart FRx. Cuenta con ocho escenarios de entrenamiento realistas y trae una maleta de transporte de nylon, un juego de electrodos de desfibrilación II y un adaptador externo para el maniquí (en inglés). (Inglés estadounidense, inglés británico, francés, alemán)	1	861304, 861305 (Desfibriladores HeartStart FRx)



M5085A



861306

Numéricos

- 05-10000 Adaptador para electrodos de desfibrilación (Medtronic Physio Control), 3, 29
- 05-10100 Adaptador para electrodos de desfibrilación (Zoll), 3, 29
- 05-10200 Adaptador (HP, Agilent, Philips, Laerdal), 3, 29
- 07-10900 Electrodo de desfibrilación DEA para adulto reutilizables de entrenamiento, 34
- 07-11000 Maleta de transporte del DEA Trainer 2, 34
- 40401A Manguitos de PNI reutilizables, lactantes, 16
- 40401B Manguitos de PNI reutilizables pediátricos, 16
- 40401C Manguitos de PNI reutilizables para adulto, 16
- 40401D Manguitos de PNI reutilizables para adulto grande, 16
- 40401E Manguitos de PNI reutilizables para muslo, 16
- 40457C Papel termo/químico para registros, 11
- 40457D Papel termo/químico para registros, 11
- 68-PCHAT Kit de respuesta rápida para DEA, 29
- 861276 HeartStart Event Review Pro, 13
- 861276 Software HS Event Review Pro, 31
- 861306 HeartStart FRx Trainer, 36
- 861311 A01 Software HeartStart Review Express, 31
- 9898031 47711 Tarjeta de datos HeartStart, 13
- 989803133171 Maleta con control de temperatura, 33
- 989803136291 Batería para uso en aviación LiMnO₂, 28
- 989803136301 Batería para uso en aviación LiMnO₂, 28
- 989803136531 Cabina básica para desfibr., 33
- 989803138171 Papel para registros, 11
- 989803138181 Papel para registros, 11
- 989803139251 Maleta del FRx, 33
- 989803139261 Electrodo de desfibrilación SMART II, 27
- 989803139271 Electrodo de desfibrilación II para entrenamiento, 35
- 989803139311 Llave para lactante/niño, 29
- 989803141811 Software HS Event Review, 31
- 989803142521 Estación de transferencia HeartStart, 13
- 989803143041 Software para PDA del HeartStart, 31
- 989803143051 Software para Capture-PDA del HeartStart, 31
- 989803150291 Kit NTSC de entrenamiento para el instructor del FR2+, 35

A

ACT-IR, Cable de datos por infrarrojos, HS1, 30

B

BT1 Batería de dióxido de litio-manganeso de ForeRunner, 28

C

- Cable adaptador para electrodos de desfibrilación multifunción, 2
- Cables de paciente y latiguillos
 - Cable de paciente de 3 latiguillos
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1500A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1510A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1580A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1590A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1669A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1733A, 7
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1735A, 7
 - Cable de paciente de 5 latiguillos
 - Cable de paciente M1520A, 8
 - Cable de paciente M1530A, 8
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1600A, 8
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1610A, 8
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1668A, 8
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1734A, 8
 - Juego de latiguillos del cable de paciente M1736A, 8
- Juegos de cables de 10 electrodos, 9
 - Cable de paciente de 10 electrodos M1663A, 9
 - Cable de paciente de 10 electrodos M3525A, 10
 - clavija para combinador M5530A, 10
 - Juego de cables de 3 latiguillos, broche M3526A, 10
 - Juego de cables de 3 latiguillos, broche M3528A, 10
 - Juego de cables de 7 latiguillos, broche M3527A, 10
 - Juego de cables de 7 latiguillos, broche M3529A, 10
 - pinza, UCI, miembros M1968A, 9
 - pinza, UCI, miembros M1971A, 9
 - pinza, UCI, precordial M1976A, 9
 - pinza, UCI, precordial M1978A, 9
- Monitorización de 3 derivaciones, 7
- Monitorización de 5 derivaciones, 8

D

- Dispositivos de test para cables adaptadores, 3
- DP2 Electrodo de desfibrilación autoadhesivos para adulto, 27
- DP6 Electrodo de desfibrilación autoadhesivos para adulto, 27

E

- Electrodo de desfibrilación desechable para adultos, 1
- Electrodo de desfibrilación desechable pediátrico, 1
- Electrodo de desfibrilación radiotransparente desechable pediátricos, 1

M

- M1131A Sensor desechable para adulto/pediátrico, 20
- M1194A Sensor de SpO₂ de clip para oreja de paciente adulto, 19
- M1195A Sensor de SpO₂ para lactante, 19
- M1572A Manguito de PNI “comfort”, pediátrico, 16
- M1573A Manguito de PNI “comfort”, adulto pequeño, 16
- M1574A Manguito de PNI “comfort”, adulto, 16
- M1575A Manguito de PNI “comfort”, adulto grande, 16
- M1598B Tubos de interconexión de PNI, 18
- M1599B Tubos de interconexión de PNI, 18
- M1603A 3 latiguillos, pinza, 7
- M1605A 3 latiguillos, broche, 7
- M1613A 3 latiguillos, pinza, 7
- M1613A Juego de latiguillos, 7
- M1615A 3 latiguillos, broche, 7
- M1623A 5 latiguillos, pinza, 8
- M1625A 5 latiguillos, broche, 8
- M1633A 5 latiguillos, pinza, 8
- M1635A 5 latiguillos, broche, 8
- M1644A 5 latiguillos, broche, 8
- M1645A 5 latiguillos, broche, 8
- M1672A Juego de latiguillos, 7
- M1673A Juego de latiguillos, 7
- M1674A Juego de latiguillos, 7
- M1740A Adaptador para pala interna sin interruptor del HeartStart, 6
- M1741A Pala interna sin interruptor con asa de una pieza y electrodo, 5
- M1742A Pala interna sin interruptor con asa de una pieza y electrodo, 5
- M1743A Pala interna sin interruptor con asa de una pieza y electrodo, 5
- M1744A Pala interna sin interruptor con asa de una pieza y electrodo, 5
- M1781A Dispositivo de test de CodeMaster, 3
- M1783A Cable Sinc, 6
- M1789A Electrodo de repuesto para pala, 4
- M1920A FilterLine Microstream adulto/pediátrico, 21
- M1921A FilterLine Microstream H adulto/pediátrico, 21
- M1923A FilterLine Microstream H lactante/neonatal, 21
- M1941A Cable de extensión para los sensores de SpO₂ reutilizables, 19
- M1943A Cable adaptador para sensor, 20
- M1968A 5 latiguillos, pinza, 8
- M1971A 5 latiguillos, pinza, 8
- M2202A Electrodo desechable, 11
- M2520A Smart CapnoLine O₂ Microstream pediátrico, 21
- M2522A Smart CapnoLine Plus O₂ Microstream para adulto, 21
- M2524A Smart CapnoLine Microstream pediátrico, 21
- M2526A Smart CapnoLine Microstream Plus para adulto, 21
- M3501A Electrodo de desfibrilación para adultos Philips (AAMI), 1
- M3502A Electrodo de desfibrilación para adultos Philips (IEC), 1
- M3503A Electrodo de desfibrilación pediátricos Philips (IEC), 1
- M3504A Electrodo de desfibrilación pediátricos Philips (AAMI), 1
- M3506A Adaptador para el cargador de baterías del HeartStart, 12
- M3507A Cable para electrodos de desfibrilación multifunción, 2
- M3508A Cable para electrodo de desfibrilación “manos libres” de HeartStart, 2
- M3508A Cable para electrodos de desfibrilación “manos libres” de HeartStart, 2
- M3509A Maleta de transporte del HeartStart, 12
- M3516A Batería del HeartStart, 12
- M3524A Lector de tarjetas de datos de FR2, 30
- M3537A Enganche para la barra de la cama del HeartStart MRx, 14
- M3538A Batería del HeartStart MRx, 12
- M3541A Maleta de transporte del HeartStart MRx, 14
- M3542A Juego de palas anterior/anterior externas, 4
- M3543A Juegos de palas anterior/anterior externas, 4
- M3544A Portatarjetas del HeartStart, 14
- M3545A Portatarjetas y tarjeta de datos del HeartStart MRx, 14
- M3713A Electrodo de desfibrilación para adultos Plus de HeartStart, 1
- M3716A Electrodo de desfibrilación radiotranslúcidos para adultos de HeartStart, 1
- M3717A Electrodo de desfibrilación pediátricos Plus de HeartStart, 1
- M3718A Electrodo de desfibrilación radiotransparentes que reducen la irritación cutánea para adultos de HeartStart, 1
- M3719A Electrodo de desfibrilación radiotransparentes que reducen la irritación cutánea pediátricos de HeartStart, 1
- M3725A Dispositivo de test de HeartStart, 3
- M3752A DEA Trainer 2, 34
- M3753A Control remoto para el DEA Trainer 2, 34
- M3754A Kit de programación opcional para DEA Trainer 2, 34
- M3755A Electrodo de desfibrilación de entrenamiento Little Anne para DEA, 34
- M3756A Sistema de entrenamiento Little Anne para DEA, 34
- M3834A Software HS Event Review, 31
- M3848A Batería recargable del FR2+, 28
- M3849A Cargador para la batería recargable del FR2, 28
- M3853A Portatarjetas del DEA FR2 para tarjeta de datos M3854A, 30
- M3854A Tarjeta de datos y portatarjetas del DEA FR2, 30
- M3855A Cargador para el paquete de formación y administración del DEA FR2, 34
- M3857A Montaje en pared para DEA FR2, 32
- M3858A Señal del DEA en la pared, 32
- M3859A Precinto de seguridad para montaje en pared, 32
- M3860-97800 Tarjeta de consulta rápida, HS FR2+, inglés, 35
- M3863A Batería de dióxido de litio-manganeso del FR2, 28
- M3864A Paquete de entrenamiento y administración para DEA HS FR2, 35
- M3868A Maleta de transporte para el DEA Heartstream FR2, 33

M3869A Maleta de transporte para el DEA FR2, 33
 M3870A Electrodo de desfibrilación FR2 autoadhesivos, 27
 M3871A Electrodo de desfibrilación de formación del HeartStart FR2, 34
 M3873A Módulo de evaluación de ECG del FR2+, 29
 M3874A Módulo de evaluación de ECG del FR2+, 29
 M4552A Manguito de PNI, lactante, con capa antimicrobiana, 15
 M4553A Manguito de PNI pediátrico con capa antimicrobiana, 15
 M4554A Manguito de PNI para adulto pequeño con capa antimicrobiana, 15
 M4555A Manguito de PNI para adulto con capa antimicrobiana, 15
 M4557A Manguito de PNI para adulto grande con capa antimicrobiana, 15
 M4559A Manguito de PNI para muslo con capa antimicrobiana, 15
 M4572A Manguito de PNI desechable, lactante, 17
 M4573A Manguito de PNI desechable, pediátrico, 17
 M4574A Manguito de PNI desechable, adulto pequeño, 17
 M4575A Manguito de PNI desechable, adulto, 17
 M4576A Manguito de PNI desechable, adulto extra largo, 17
 M4577A Manguito de PNI desechable, adulto grande, 17
 M4578A Manguito de PNI desechable, adulto grande, extra largo, 17
 M4579A Manguito de PNI desechable, muslo, 17
 M4741A Electrodo de pala interna con interruptor, 5
 M4742A Electrodo de pala interna con interruptor, 5
 M4743A Electrodo de pala interna con interruptor, 5
 M4744A Electrodo de pala interna con interruptor, 5
 M4745A Juego de palas anterior/anterior externas, 4
 M4746A Juego de palas anterior/anterior externas, 4
 M4748A Cable de extensión de HeartStart, 2
 M4748A Cable de extensión del adaptador para desfibrilador/monitor Heartstream XL, 6
 M4751A Bolsa para accesorios para HeartStart XL, 12
 M4759A Electrodo de repuesto para pala, 4
 M5066-89100 Kit de entrenamiento para el instructor del FR2 y HS1, 35
 M5066-97800 Consulta rápida para HS1, 35
 M5070A Batería del HS1/FRx, 28
 M5071A Cartucho para electrodos de desfibrilación SMART para adulto, 27
 M5072A Cartucho para electrodos de desfibrilación SMART para lactantes/niños, 27
 M5073A Cartucho para los electrodos de desfibrilación para adulto de entrenamiento HS1, 35
 M5074A Cartucho para electrodos de desfibrilación para lactante/niño de entrenamiento HS1, 35
 M5075A Maleta de transporte ligera para HS1, 33
 M5076A Maleta de transporte ligera para HS1, 33
 M5085A HeartStart Trainer, 36
 M5088A Adaptador interno para el maniquí, 36
 M5089A Adaptador externo para el maniquí, 36
 M5093A Electrodo de desfibrilación para adulto de entrenamiento de recambio HS1, 35

M5094A Electrodo de desfibrilación pediátricos de recambio HS1, 35
 M5509A Maleta de transporte, 12
 M5521A-M5525A Asas de color del HS MRx, 14
 M5526A Cable Sinc, 6
 M5528A Abrazadera para montaje del HeartStart MRx, 14
 M5529A Módulo de alimentación CC del HeartStart MRx, 14

P

Papel de registro
 Papel termo/químico para registros, 11
 PFE7023D Cabina del DEA, semiempotrada, con luz y alarma sonora, 33
 PFE7024D Cabina del DEA, montada sobre la superficie de la pared, con luz y alarma sonora, 33
 Presión invasiva
 Cable adaptador M1634A, 23
 Cúpulas desechables CPJ84022, 23
 Juego PS desechable M1567A, 23
 Juego PS desechable M1568A, 23
 Soporte para transductor CPJ84046, 23
 Transductor de presión reutilizable CPJ840J6, 23

S

SDCF05 Adaptador para tarjeta de datos con formato PCMCIA, 30
 Sensor de SpO2 M1191A para dedo de adulto, 19
 Sensor de SpO2 M1192A para dedo de adulto/pediátrico, 19

T

Temperatura continua
 21082A Cable de extensión para sondas de temperatura desechables, 24
 21082B Cable de extensión para sondas de temperatura desechables, 24
 21090A Sonda de temperatura desechable 12FR, 24
 21091A Sonda de temperatura desechable, 24
 21093A Sonda de temperatura desechable 12FR, 24
 21094A Sonda de temperatura desechable 18FR, 24
 21095A Sonda de temperatura desechable 24FR, 24
 21096A Sonda de temperatura desechable 16FR, 24
 21097A Sonda de temperatura desechable 18FR, 24
 M1837A Sonda de temperatura desechable 9FR, 24
 M2255A Sonda de temperatura desechable 14FR, 24
 Sonda de temperatura cutánea reutilizable 21078A., 25
 Sonda esofágica/rectal reutilizable 21075A, 25
 Sonda esofágica/rectal reutilizable 21076A, 25

Y

YC Maleta de transporte impermeable fabricada de plástico duro, 33



Material fungible de Philips

Philips se compromete a producir y ofrecer soporte a los equipos y fungibles médicos de la más alta calidad. Nuestros fungibles están diseñados, probados y fabricados con gran precisión para que sus DEA y monitores/desfibriladores HeartStart suministren resultados fiables y precisos. Para obtener una lista completa de fungibles médicos, visite la página Web <http://shop.medical.philips.com>.

Philips Medical Systems forma parte de Royal Philips Electronics

¿Le interesa?

¿Desea saber más acerca de nuestros productos? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nos complace recibir noticias suyas.

Por Internet

www.medical.philips.com

Por correo electrónico

medical@philips.com

Por fax

+31 40 27 64 887

Por correo postal

Philips Medical Systems
Global Information Center
P.O Box 1168
5602 BD Eindhoven
Países Bajos

España

Philips Ibérica, S.A.
División Sistemas Médicos
Martínez Villergas, 49
28027 Madrid
Tel.: +34 91 566 9000
Fax: +34 91 403 4269

Latin America Headquarters Brazil

Rua Verbo Divino 1400 Terreo
Chacara Santo Antonio
Sao Paulo
Tel.: +55 11 5188 0764
Fax: +55 11 5188 0761

Latin America Headquarters Miami

1550 Sawgrass Corporate
Parkway, suite 300
Sunrise, FL 33323
Tel.: 954 835 2600
Fax: 954 835 2626

Europa, Oriente Medio, África

Tel.: +49 7031 463 2254

Asia

Tel: +852 2821 5888

América del Norte

Tel: +1 800 285 5585

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Impreso en los Países Bajos

4522 962 21674/864 JAN 2007