



Manguitos de alta calidad que resisten la prueba del tiempo



Manguitos de PNI reutilizables de Philips

Philips ofrece tres familias de manguitos reutilizables para la monitorización de la PNI: con capa antimicrobiana, tradicionales y "comfort".

Todos nuestros manguitos están diseñados y fabricados conforme a los rigurosos estándares de Philips para proporcionar mediciones precisas, comodidad al paciente y un uso duradero. Y con nuestros adaptadores para PNI es fácil normalizar los manguitos de PNI de Philips.

Manguitos de PNI reutilizables con capa antimicrobiana

Estos manguitos, diseñados para su uso en la mayoría de las áreas del hospital, son duraderos y se presentan en una amplia gama de tamaños.

- Modelos de tubo único y doble
- Sin látex ni PVC
- Con tratamiento antimicrobiano para garantizar la seguridad y la comodidad del paciente
- La codificación por colores y las marcas de tamaño externas facilitan su uso
- Gama completa de tamaños compatibles con las directrices de la AHA, más un tamaño extra largo
- Garantía de un año
- Probado con monitores de Philips y de otros fabricantes para garantizar su compatibilidad



Manguitos de PNI reutilizables con capa antimicrobiana

Manguito de tubo único	Manguito de tubo doble	Tamaño/ color del manguito	Contorno	Ancho de la bolsa de inflado	Largo de la bolsa de inflado	Cant./ paquete
M4552A	M4562A	Lactante (naranja)	9,0-14,8 cm 3,5-5,8 pulgadas	5,4 cm 2,1 pulgadas	12,3 cm 4,8 pulgadas	1
M4553A	M4563A	Pediátrico (verde)	13,8-21,5 cm 5,4-8,5 pulgadas	8,0 cm 3,1 pulgadas	18,1 cm 7,1 pulgadas	1
M4554A	M4564A	Adulto pequeño (azul real)	20,5-28,5 cm 8,1-11,2 pulgadas	10,6 cm 4,2 pulgadas	23,9 cm 9,4 pulgadas	1
M4555A	M4565A	Adulto (azul marino)	27,5-36,5 cm	13,5 cm	30,7 cm	1
M4556A	M4566A	Adulto extra largo*	10,8-14,4 pulgadas	5,3 pulgadas	12,1 pulgadas	1
M4557A	M4567A	Adulto grande (burdeos)	35,5-46,0 cm	17,0 cm	38,6 cm	1
M4558A	M4568A	Adulto grande extra largo**	14,0-18,1 pulgadas	6,7 pulgadas	15,2 pulgadas	1
M4559A	M4569A	Muslo (gris)	45,0-56,5 cm 17,7-22,2 pulgadas	21,0 cm 8,3 pulgadas	47,5 cm 18,7 pulgadas	1

La precisión de los manguitos extralargos depende de su correcta aplicación conforme a la documentación del producto.

*Longitud total del manguito 65,6 cm (25,8 pulgadas)

**Longitud total del manguito 79 cm (31,1 pulgadas)

PHILIPS

Manguitos de PNI reutilizables tradicionales

Estos manguitos tradicionales, idóneos para medicina general, mediciones únicas y unidades de recuperación, tienen un diseño de dos piezas separables que facilita su limpieza.

- Gama completa de tamaños
- Bolsa extraíble que facilita la limpieza
- Modelos de tubo único
- Sin látex ni PVC
- Garantía de tres años



Manguitos de PNI reutilizables tradicionales

Manguito de tubo único	Tamaño	Contorno de la extremidad	Ancho de la bolsa	Largo de la bolsa	Cant./paquete
40401A	Lactante	10-19 cm 3,9-7,5 pulgadas	6,0 cm 2,4 pulgadas	12,0 cm 4,7 pulgadas	1
40401B	Pedriático	18-26 cm 7,1-10,2 pulgadas	8,9 cm 3,5 pulgadas	18,0 cm 7,1 pulgadas	1
40401C	Adulto	25-35 cm 9,8-13,8 pulgadas	12,1 cm 4,8 pulgadas	23,0 cm 9,1 pulgadas	1
40401D	Adulto grande	33-47 cm 13,0-18,5 pulgadas	15,2 cm 6,0 pulgadas	33,0 cm 13,0 pulgadas	1
40401E	Muslo	46-66 cm 17,3-26,0 pulgadas	17,8 cm 7,0 pulgadas	36,0 cm 14,2 pulgadas	1

Juegos

Manguito de tubo único	Descripción	Tamaños incluidos
40400A	Juego que incluye los tres tamaños más habituales. Ideal para adultos en unidades de recuperación y UCI de nivel intermedio.	Pedriático, adulto, adulto grande
40400B	Juego que incluye los cinco tamaños. Ideal para pacientes adultos/pedriáticos en unidades de recuperación y UCI de nivel intermedio.	Lactante, pedriático, adulto, adulto grande, muslo

Tubos de interconexión de PNI

Producto	Largo	Usar con	Cant./paquete
M3918A	3,0 m (10 pies)	A1/A3/CI	1
989803136941	3,57 m (11,7 pies)	VS1	1
MI598B	1,5 m (5 pies)	Todos los demás monitores de Philips	1
MI599B	3,0 m (10 pies)		1



Manguitos de PNI reutilizables “comfort”

Estos manguitos reutilizables de alta calidad proporcionan una alternativa práctica a los manguitos tradicionales para múltiples pacientes y constituyen una buena opción para unidades clínicas con gran carga de trabajo que utilizan manguitos de forma frecuente.

- Gama completa de tamaños compatibles con las directrices de la AHA
- Diseño fácil de limpiar e impermeable que resiste manchas y olores
- Tubo único
- Garantía de un año
- Sin látex ni PVC
- Probado con monitores de Philips y de otros fabricantes para garantizar su compatibilidad

Manguitos de PNI reutilizables “comfort”

Manguito de tubo único	Tamaño	Contorno de la extremidad	Ancho de la bolsa de inflado	Largo de la bolsa de inflado	Cant./ paquete
M1571A	Lactante	10,0-15,0 cm 3,9-5,9 pulgadas	5,5 cm 2,2 pulgadas	15,0 cm 5,9 pulgadas	1
M1572A	Pediátrico	14,0-21,5 cm 5,5-8,5 pulgadas	8,0 cm 3,1 pulgadas	21,5 cm 8,5 pulgadas	1
M1573A	Adulto pequeño	20,5-28,0 cm 8,1-11,0 pulgadas	10,5 cm 4,1 pulgadas	24,0 cm 9,4 pulgadas	1
M1574A	Adulto	27,0-35,0 cm 10,6-13,8 pulgadas	13,0 cm 5,1 pulgadas	28,0 cm 11,0 pulgadas	1
M1575A	Adulto grande	34,0-43,0 cm 13,4-16,9 pulgadas	16,0 cm 6,3 pulgadas	35,0 cm 13,8 pulgadas	1
M1576A	Muslo	42,0-54,0 cm 16,5-21,3 pulgadas	20,0 cm 7,9 pulgadas	43,0 cm 16,9 pulgadas	1

Juegos

Manguito de un tubo	Descripción	Tamaños incluidos
M1577A	Juego que incluye los cuatro tamaños más pequeños. Ideal para UCI o quirófano pediátricos.	Lactante, pediátrico, adulto pequeño, adulto
M1578A	Juego que incluye los cuatro tamaños más grandes. Ideal para UCI y quirófano para adultos.	Adulto pequeño, adulto, adulto grande, muslo
M1579A	Juego que incluye los seis tamaños. Ideal para unidades de pacientes mixtas, como urgencias, reanimación o UCI quirúrgica.	Lactante, pediátrico, adulto pequeño, adulto, adulto grande, muslo

Juego de válvula y bolsa de inflado de Philips para esfigmomanómetro manual

Para conectar a un esfigmomanómetro manual, seleccione este juego:	Para conectar a estos manguitos de PNI de 2 tubos de Philips
Juego de válvula y bolsa de inflado M4580A (para un ajuste seguro a los manguitos de Philips)	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
Para reemplazar el tubo helicoidal, seleccione este	Tubo helicoidal de recambio M4581A

Adaptadores de Philips para una conexión universal

Philips ofrece una gama de adaptadores que le permiten normalizar los manguitos de PNI de Philips. Solamente tiene que consultar la tabla mostrada a continuación para saber qué adaptadores necesita.



Si utiliza esta marca de monitores de tubo doble	Seleccione este adaptador	Para conectar a estos manguitos de PNI de 2 tubos de Philips
La mayoría de los modelos con conector macho de conexión rápida: • GE (Marquette)	Adaptador de 2 tubos M4592A	Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con un conector macho y otro hembra: de conexión rápida • Datex/Ohmeda	Adaptador de 2 tubos M4593A	
La mayoría de los modelos con conector cable tipo Critikon: • CAS •GE (Critikon) • MDE • Welch-Allyn	No se necesita adaptador	

Si utiliza esta marca de monitores de tubo único	Seleccione este adaptador	Para conectar a estos manguitos de PNI de Philips
La mayoría de los modelos con conector cable hembra: • Welch-Allyn	Adaptador de 1 tubo M4550A	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos en Y M4551A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con conector hembra de conexión rápida: • Nihon Kohden	Adaptador de 1 tubo M4560A	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos en Y M4561A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con conector hembra tipo Luer-lock • Monitores Dräger • Desfibriladores Medtronic Physio-Control solo paciente	Adaptador de 1 tubo M4570A	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos en Y M4571A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con conector tipo Luer-lock: • Colin • Datascope-Passport • Fukada Denshi • Spacelabs • Welch-Allyn • Mindray	Adaptador de 1 tubo M4590A	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos en Y M4595A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con conector macho de conexión rápida: • Welch-Allyn Protocol (antes Protocol Systems) • Desfibriladores Zoll • Zymed Pressure Trak	Adaptador de 1 tubo M4591A	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos en Y M4596A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)
La mayoría de los modelos con conector tipo bayoneta: • Philips (antes Agilent/HP) • Criticare • Datascope-Accutorr • Spacelabs • Siemens • Mindray	No necesita adaptador para 1 tubo	Manguito de 1 tubo Todos los modelos de manguitos reutilizables y desechables de Philips
	Adaptador de 2 tubos M4594A	Manguito de 2 tubos Modelos reutilizables con capa antimicrobiana (serie M456xA) y modelos blandos desechables para un solo paciente (sólo la serie M458xA)



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Philips Medical Systems forma parte de Royal Philips Electronics

www.medical.philips.com
medical@philips.com
Fax: +31 40 27 64 887

Impreso en Holanda
4522 962 09954/864 * MAR 2007

Philips Medical Systems
Global Information Center
P.O. Box 1286
5602 BG Eindhoven
Países Bajos